

ILLUMINA HiSeq

次世代シーケンス解析

次世代シーケンスだから実現する**大規模**シーケンスをご提供いたします。

Whole Genome Sequencing

Human・その他生物種

100bp ペアエンド 50G/レーン

安心・信頼の HSS へ

- ♡ お客様の解析内容を技術スタッフとディスカッション
最適な解析内容にてご依頼いただけます。
- ♡ サンプル送付用専用 BOX を準備。安心して送付いただけます。
- ♡ オプションデータ解析も充実。
経験豊富な解析スタッフにて解析いたします。
- ♡ アフターサービスも充実。
お電話でのご相談はもちろん、技術スタッフがお伺いして
納品データをサポートいたします。

ご依頼方法・サービスの詳細は下記までお問い合わせください。

0120-613-190 or 011-768-5903 または hss-ngs@hssnet.co.jp


 北海道システム・サイエンス株式会社

次世代シーケンス解析

生物種・アプリケーションに合わせた **Gb** 単位のプランをご提供致します。

HiSeq 100bp / 125bp ペアエンド

1Gb 5万円~ / 検体 (税別)
※ サンプル調製料金及びデータ解析料金は別途頂戴致します。



DNA-seq の目安	シーケンスカバレッジ	アプリケーション例
対象生物のゲノムサイズ	リファレンスがない場合	→ de novo ゲノム解析
Mb	× 100~	
	リファレンスがある場合	→ 遺伝子変異解析
× 30~		
RNA-seq の目安	遺伝子数	トランスクリプトーム解析例
ヒト・マウス	約 30,000 個	→ 2,000 万リードペア 100bp / 125bp (4Gb/5Gb)
ショウジョウバエ	約 13,000 個	→ 1,000 万リードペア 100bp / 125bp (2Gb/2.5Gb)

※ 上記は一例にて参考値です。詳細は生物種・ゲノムサイズ、解析目的によりご提案致します。

代理店

北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

☎ : 0120-613-190

Tel : 011-768-5903 FAX : 011-768-5951

E-mail : hss-ngs@hssnet.co.jp

URL : http://www.hssnet.co.jp

※ 本サービスの仕様は、予告なく変更する場合がございます。