

キャンペーン期間：2013年7月1日～2013年9月30日 ご注文分まで

Agilent Array

限定プラン

お試しキャンペーン

★初めてご利用される方へのお得な期間限定プラン★

- ◎ 対象：遺伝子発現解析（8×60K フォーマット）
- ◎ 対象生物種：Human, Mouse, Rat *（*Ratをご希望の場合は事前にお問い合わせください）

RNA抽出がセットになったお薦めプラン

セットプラン

A

RNA 抽出※1

+

発現解析

データマイニングがセットになったお薦めプラン

セットプラン

B

発現解析

+

データマイニング

有意差検査※2 or クラスター解析※3

【キャンペーン価格（税別）】

¥100,000 /1color 解析

(2color解析は¥120,000/解析)

- ※1 RNA抽出は、組織・細胞からとなります。
(組織・細胞の保存・発送方法につきましては、事前にご確認、ご相談ください。ヒト臨床検体は対象外となります。)
- ※2 4解析（レプリケートがある2群）以上よりご依頼いただけます。
- ※3 3解析以上よりご依頼いただけます（元となるリストが1つの場合）。2つ以上の場合はお問い合わせください。
- ※ 納期は弊社スケジュールとなります。お急ぎの場合は別途お問い合わせください。

マイクロアレイ解析サービスの詳細は弊社 HP でご覧いただけます！

お問い合わせは <array@hssnet.co.jp> または <0120-613-190 or 011-768-5903> までご連絡ください！

お手元にアレイデータはありませんか？

新しい発見があるかも！？

平均値での解析はもったいない！

平均化すると、個体特有の変動に紛れて重要な変動を見逃しやすくなってしまいます。

レプリケート（繰り返し実験）をされているお客様

有意差検定をしてみませんか？


有意差検定は繰り返し実験から得られたデータを基に、確率的な有意差で発現変動している遺伝子を抽出することが可能です。

【データマイニング解析サービス：例】

◎ 有意差検定（Statistical Analysis）条件は、下記 A～D からご選択ください。



◎ 有意差検定 基本納品データ



- ① **All Entities** : アレイに搭載されている Entity すべてのデータとなります。
- ② **Reliable** : ①のリストからコントロールスポットや発現の無い Entity を除去したデータとなります。
- ③ **T-Test or ANOVA** : ②のリストから T-test または ANOVA 等の有意差検定を行ったデータとなります。
- ④ **2FoldChange** : ③のリストから 2 倍以上変動した Entity のデータとなります。(2FoldUp と 2FoldDown)

○ データマイニングサービス（有意検査定）【価格】7万円～（税別）

（弊社にてデータを取得したお客様の価格となります。データ持込みの場合は15万円～となります。）

【納期】2週間～

有意差検定に限らず、多様な解析を承っております。詳細はお問い合わせください。



お問い合わせは <array@hssnet.co.jp> または <0120-613-190 or 011-768-5903> までご連絡ください！

代理店

 北海道システム・サイエンス株式会社
〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1
☎0120-613-190
TEL:011-768-5903 FAX:011-768-5951
Email:array@hssnet.co.jp
URL:http://www.hssnet.co.jp

※ 本サービスの仕様は、予告なく変更する場合がございます。