

平成 24 年 8 月吉日

お客様各位

北海道システム・サイエンス株式会社

品質管理機器変更のご案内

拝啓

残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて弊社におきましては、今後の更なる品質向上のため MALDI-TOF/MS 機器から LC-ESI-MS 機器への変更を行います。

下記のとおり製品内容を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

なお、これを機に、社員一同気持ちを新たにして品質の向上、サービスの充実を図り、皆様のご期待に添うべく一層の努力をいたす所存でございます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶を申し上げます。

敬具

記

業務開始：平成 24 年 8 月 6 日(月)より

変更内容：品質管理データを、MALDI-TOF/MS 機器より LC-ESI-MS 機器測定に変更致します。

また、機器変更に伴い、測定可能 DNA 鎖長を最大 50mer までに拡大致します。

対象製品・サービス

【DNA 合成サービス】

- ・ TOF/MS - 簡易カラム精製品
- ・ HPLC 精製品
- ・ イオン交換 HPLC 精製品
- ・ PAGE 精製品
- ・ 高純度精製 DNA 製品

【RNA 合成サービス】

- ・ HPLC 精製品

【大量 DNA・RNA 合成サービス】

- ・ 全製品

【プライマーシーケンスサービス】

- ・全製品

名称変更【TOF/MS 測定サービス】 【LC-ESI-MS 測定サービス】

- ・全製品

なお、LC-ESI-MS 測定は MALDI-TOF/MS 測定より時間がかかります。
迅速な発送のため、発送時間に添付が間に合わない場合は、メールにてMS 測定結果をご連絡いたします。また、イオン化しづらい配列の場合測定出来ない場合がございます。予めご了承下さい。

以上