

平成 25 年 12 月吉日

お客様各位

北海道システム・サイエンス株式会社

## 次世代シーケンス Illumina 社 DNA ライブラリ調製キット変更のお知らせ

拝啓 師走の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、次世代シーケンス Illumina 社の解析用ライブラリ調製に使用しておりました「TruSeq DNA Sample Prep Kits」の販売停止により、後継品「TruSeq Nano DNA Sample Prep Kits」を使用するサービスの提供とさせていただきますこととなりました。

ご利用を予定されていたお客様にはご面倒をおかけいたしますが、何卒よろしく願い申し上げます。

今後ともより良いサービスをご提供できますよう取り組んでまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

■対象サービス：次世代シーケンス解析 Illumina HiSeq/MiSeq

■対象サンプル：DNA サンプル

■サンプル量

キットの変更に伴い提供いただく DNA のサンプル量が 3 $\mu$ g  $\rightarrow$  1 $\mu$ g となります。

■旧キットに関しまして

「TruSeq DNA Sample Prep Kits」を使用するの解析をご希望の場合は、  
平成 25 年 12 月 19 日までに [hss-ngs@hssnet.co.jp](mailto:hss-ngs@hssnet.co.jp) 宛てに  
ご連絡いただけますようお願いいたします。

■その他

「TruSeq Nano DNA Sample Prep Kits」の仕様に関しましては  
下記ホームページをご確認ください。

<http://www.illumina.co.jp/products/truseq-nano-dna-sample-prep-kit.ilmn>

※後継品では「TruSeq DNA PCR-Free Sample Prep Kit」も発売されました。

ご希望の方は別途お問い合わせください。

■本件に対するお問い合わせ

営業担当または次世代シーケンスサービス担当

電話：0120-613-190(代表) 011-768-5903

Mail：[hss-ngs@hssnet.co.jp](mailto:hss-ngs@hssnet.co.jp)

以上