

北海道システム・サイエンス株式会社

- 今までにない新感覚のチューブラック！
- 大切なサンプルを確実にホールドし、使用最適！！
- 保温・保存に優れ、輸送にもぴったり！！

新製品 浮っきーラック



【製品特長】

- ★チューブを確実にホールドし、片手でもキャップの開け閉め楽々！
- ★PEVA製の為、製品が割れたり欠けたりなど壊れる心配ありません
- ★使用後は専用の箱に入れ、そのまま冷蔵庫で保管できます
- ★フェノール、クロロホルムなど対薬品性に優れています
- ★外箱も5色とカラーバリエーション豊富でグループ管理に最適
- ★Lotなど管理用ラベルもセットされております

品名	寸法	価格(税別)	ラック形状
浮っきーラック (5色1セット)	W127 × D107 × H52	¥7,500 / セット (5個セット)	1.5ml × 20本 0.5ml × 12本

※ 管理用ラベル5箱分5枚セットです。

※ PEVA製の為、フローターとしてもお使いいただけます。

【仕様】 チューブラック材質：PEVA、専用保管箱材質：耐水紙

*** 製品詳細につきましては、HSS または各代理店までお問い合わせください ***

代理店

 北海道システム・サイエンス株式会社

〒001-0932 札幌市北区新川西2条1丁目2-1

フリーダイヤル：0120-613-190

TEL:011-768-5903 FAX:011-768-5951

E-mail:dna@hssnet.co.jp

URL:http://www.hssnet.co.jp

※ 本サービスの仕様は、予告なく変更する場合がございます。